

FlexiBelt | EasyBelt

SystemRoMedic

SWL 170 kg



Siirto- ja talutusvyöt

SystemRoMedicin EasyBelt- ja FlexiBelt-siirto- ja talutusvöitä käytetään seisomaanousuihin tai siirtoihin pyörätuolista sänkyyn, WC:hen tai autoon. Molempia vöitä on saatavana useina kokoina.

FlexiBelt ja EasyBelt hug-mallit ovat uusimmat versiot SystemRoMedicin klassisista FlexiBelt ja EasyBelt-vöistä, joiden muotoilun ansiosta vyö ei luista ylöspäin, vaan kiristyy pehmeästi käyttäjän ympärille.

DHG
Moving Health Forward

FlexiBelt | FlexiBelt hug EasyBelt | EasyBelt hug



Hyvä ja vahva ote vyötärön ympärillä on usein kaikki mitä tarvitaan

Monissa siirtotilanteissa tarvitaan juuri tukevaa ja auttavaa kättä. SystemRoMedicin EasyBelt- ja FlexiBelt-siirto- ja talutusvyöitä käytetään seisomaannousuihin tai siirtoihin pyörätuolista sänkyyn, WC:hen tai autoon. Ne antavat lisätukea ja apua silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

Tukeva pito kahtena mallina

Käyttäjän vyötärön tai lantion ympärille asetettavassa vyössä on useita tukevia pysty- ja vaakasuuntaisia kahvoja, joista hoitaja saa vankan otteen eri tilanteissa.

Vyö on saatavana kahtena mallina. EasyBeltin sisäpuoli on luistamaton polyuretaanipinnoitettua nailonia, joten vyötä voidaan käyttää kosteissa ympäristöissä tai tilanteissa, joihin liittyy erityisiä hygieniavaatimuksia. FlexiBeltin sisäpuoli on pehmeää polyesterisamettia, joten vyön pitäminen yllä on erittäin miellyttävää.

Vyön yhdistäminen muihin välineisiin raskaissa siirroissa

Raskaissa ja monimutkaisissa siirroissa vyötä on helppo käyttää yhdessä muiden välineiden kanssa. Istuallaan tapahtuvat siirrot voidaan tehdä pienellä lisävavulla käyttämällä esimerkiksi EasySlide-liukumattoa tai EasyGlide-liukulautaa.

EasyBelt ja FlexiBelt helpottavat sekä käyttäjän että hoitajan elämää, ja niillä on myönteisiä vaikutuksia heidän yhdessä toimimiseensa arjen tilanteissa.

Uusi patentoitu hug-muotoilu

FlexiBelt hug ja EasyBelt hug-mallit ovat uusimmat versiot SystemRoMedicin klassisista FlexiBelt ja EasyBelt-vöistä. FlexiBelt hug ja EasyBelt hug -siirto- ja talutusvöissä on patentoitu muotoilu. Vyön vaakasuuntaiset kahvat liukuvat vapaasti silmukoiden läpi, joten vyö ei luista ylöspäin vaan kiristyy pehmeästi käyttäjän ympärille siirron aikana. FlexiBelt hug ja EasyBelt hug -vöiden ansiosta hoitaja voi antaa paremmin tukea käyttämättä enempää voimaa. Muotoilun ansiosta vyö tekee käytännössä kaiken työn itse.



FlexiBelt | FlexiBelt hug

FlexiBeltin sisäpuoli on pehmeää polyesterisamettia, joten vyötä on erittäin miellyttävä pitää yllä.

FlexiBelt hug -vyön muotoilun ansiosta vyö ei luista ylöspäin vaan kiristyy pehmeästi käyttäjän ympärille.



EasyBelt | EasyBelt hug

EasyBeltin sisäpuoli on polyuretaanipinnoitettua nailonia, joka estää luistamisen vaatteita vasten ja hylkii kosteutta ja vettä.

EasyBelt hug -vyön muotoilun ansiosta vyö ei luista ylöspäin vaan kiristyy pehmeästi käyttäjän ympärille.



EasyBelt- ja FlexiBelt-vöitä käytetään antamaan tukea käyttäjän seistessä tai kävellessä. Ne antavat lisätukea ja apua silloin, kun sitä eniten tarvitaan.

FlexiBelt | FlexiBelt hug

EasyBelt | EasyBelt hug

PIKAOPAS

EasyBelt- ja FlexiBelt-tukivöitä käytetään istuallaan tapahtuviin siirtoihin tai tukena käyttäjän seistessä tai kävellessä. Ulkomateriaali: nailon. Sisäpuolinen materiaali: FlexiBelt – polyesterisametti, EasyBelt – kosteutta hylkivä polyuretaanipinnoitettu nailon. EasyBelt-vyötä suositellaan ympäristöihin, joihin liittyy erityisiä hygieniavaatimuksia. FlexiBelt-vyön pinta on erityisen pehmeä ja miellyttävä kehoa vasten. SupportStraps on monikäyttöinen lisävaruste, joka antaa lisätukea ja turvallisuutta käyttäjille seisoamisen, kävelyharjoittelun ja siirtojen aikana käytettäessä sitä yhdessä SystemRoMedic-hihnojen, seisomaannousun apuvälineiden ja siirtoalustojen kanssa. SupportStraps-lisätarviketta voidaan käyttää EasyBelt- ja FlexiBelt-vöiden haararemmienä, jotka tehokkaasti estävät vyötä luistamasta ylöspäin siirron tai kävelyharjoittelun aikana.

Tuote nro	Tuote	Koko	Koko	Vyötärönmitta	Kahvat
6012	EasyBelt	XS	75 cm	45–70 cm	5 kpl
6013	EasyBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 kpl
6014	EasyBelt	M	120 cm	70–120 cm	9 kpl
6015	EasyBelt	L	135 cm	100–160 cm	11 kpl
6015	EasyBelt	L	135 cm	100–160 cm	11 kpl
6002	EasyBelt, hug	XS	75 cm	45-70 cm	5 kpl (3 + 2 siirrettävää)
6003	EasyBelt, hug	S	105 cm	60–100 cm	7 kpl (4 + 3 siirrettävää)
6004	EasyBelt, hug	M	120 cm	70–120 cm	9 kpl (5 + 4 siirrettävää)
6005	EasyBelt, hug	L	135 cm	100–160 cm	11 kpl (6 + 5 siirrettävää)
6006	EasyBelt, hug	XL	150 cm	115–175 cm	13 kpl (7 + 6 siirrettävää)
6023	FlexiBelt	S	105 cm	60–100 cm	7 kpl
6024	FlexiBelt	M	120 cm	70–120 cm	9 kpl
6025	FlexiBelt	L	135 cm	100–160 cm	11 kpl
6026	FlexiBelt	XL	150 cm	115–175 cm	13 kpl
6072	FlexiBelt, hug	XS	75 cm	45–70 cm	5 kpl (3 + 2 siirrettävää)
6073	FlexiBelt, hug	S	105 cm	60–100 cm	7 kpl (4 + 3 siirrettävää)
6074	FlexiBelt, hug	M	120 cm	70–120 cm	9 kpl (5 + 4 siirrettävää)
6075	FlexiBelt, hug	L	135 cm	100–160 cm	11 kpl (6 + 5 siirrettävää)
6076	FlexiBelt, hug	XL	150 cm	115–175 cm	13 kpl (7 + 6 siirrettävää)

Lisävarusteet

6061	SupportStraps	Yksi koko
------	---------------	-----------

EasyBelt ja FlexiBelt on helppo yhdistää moniin muihinsiirtoapuvälineisiimme. Katso lisätietoja osoitteesta: www.directhealthcaregroup.com.



FlexiBelt ja EasyBelt täyttävät lääkinnällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com.

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtolanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.



Moving Health Forward



Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35, SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com



OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ



MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40 | www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi