


TurnSafe2

SystemRoMedic

SWL 150 kg

Parantaa avustettavan ja avustajan ergonomiaa siirtotilanteissa

Aktivoi ja tukee avustettavan tasapainoa ja jalkojen voimaa



Vakaat kahvat takaavat hyvän otteen

Kahvan korkeuden säätö

Korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät säätimet

Jalkajarru tekee siirtymisestä vakaamman ja turvallisemman

Suuri astinlauta, jossa on luistonestopinta


Helppo siirtää avustettavan jalkojen väliin etureunassa olevan pienen pyörän avulla

Kääntöteline

SystemRoMedic™ TurnSafe2 on ergonominen ja helppokäyttöinen kääntöteline seisomaannousuihin ja siirtoihin, joihin liittyy käännöksiä. TurnSafe2-kääntöteline aktivoi ja tukee henkilöitä, joiden tasapaino tai jalkavoimat ovat heikentyneet, sängystä pyörätuoliin tai pyörätuolista WC:hen siirtymisen aikana.

DHG
Moving Health Forward

TurnSafe2



Ergonominen, vakaa ja aktivoiva

TurnSafe2:ssa on suuri jalkalevy, jossa on liukastumista estävä pinta, säädettävä korkeus ja säärivet, jotka ovat säädettävissä sekä sivusuunnassa että korkeussuunnassa. Nämä ominaisuudet yhdessä vakaan kahvaosan kanssa varmistavat, että avustettava voi osallistua aktiivisesti siirtymiseensä.

Avustajan puolella oleva jalkajarru tekee kääntämisestä vakaamman ja turvallisemman. Kompaktin kokoista TurnSafe2-kääntöelineettä on helppo liikutella paikasta toiseen. TurnSafe2-kääntöelineen voi purkaa helposti kolmeen osaan - helpottaa kuljetusta ja säilytystä.

TUOTEKUVAUS

Tuotenumero. 20201010
Tuotenimi TurnSafe2
Kuvaus Kääntöeline, jossa korkeus- ja sivusuunnassa säädettävät säärivet ja kahvan korkeuden säätö

KÄYTTÖTARKOITUS

TurnSafe2 on siirrettävä lääkinällinen laite, joka yhdessä hyväksytyjen lisävarusteiden kanssa auttaa potilaiden siirtämisessä sängystä tuoliin sekä vastaavissa tilanteissa tai toisin päin. TurnSafe2 vähentää avustajan vammautumiskärsiä nostotilanteissa. Tarkoitettu käyttäjille, jotka voivat lukea ja ymmärtävät nostimen käyttöohjeet. Tuote on tarkoitettu sekä koti- että laitoshiitoon.

TEKNISET TIEDOT

Suurin sallittu potilaan paino (SWL)	150 kg
Tukikahvan alaosan korkeus	800-1146 mm
Tukikahvan yläosan korkeus	912-1259 mm
Kääntölevyn läpimitta	451 mm
Säärivien säätöväli	50 mm
Paino	15 kg

LISÄVARUSTEET

Tuotenumero.	Tuotenimi	Kuvaus
7215	Padding for leg support	Säärivien pehmuste, 1 pari



Lisävarusteena säärivien pehmuste

CE MD TurnSafe2 täyttää lääkinällisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.



Lisätietoja: www.directhealthcaregroup.com

SystemRoMedic™

SystemRoMedic™ on kokonaisvaltainen ratkaisu potilaiden helppoon siirtoon. Konseptin sisältämät neljä tuotealuetta täyttävät useimmat tarpeet erilaisissa siirtotilanteissa. Siirtäminen paikasta toiseen. Asennon kohentaminen samassa paikassa. Tukeminen liikkumisen helpottamiseksi. Nostaminen sekä käsin että mekaanisesti.

DHGG

Moving Health Forward

Direct Healthcare Group Sverige AB
Torshamnsgatan 35,
SE-164 40 Kista, Sweden
Tel: +46 (0)8-557 62 200
info@directhealthcaregroup.com
www.directhealthcaregroup.com

MediMattress

Parempaan hoitoon
OSA DIRECT HEALTHCARE GROUP -RYHMÄÄ

MediMattress Oy
Haukilahdenkatu 4 | 00550 HELSINKI
p. 0306 40 40 40
www.medimattress.fi
asiakaspalvelu@medimattress.fi
tilaus@medimattress.fi