

Bure Standard Bure S

Sähköinen

Bure Standard- ja Bure S EL-kävelypöydissä on seisomaannousutuki ja pöytien korkeutta voidaan säätää potilaan ollessa paikallaan.

Kaasujousi

Bure Standard- ja Bure S GAS-kävelypöytiä voidaan säätää portaattomasti ja nopeasti, mutta niissä ei ole sähköisen toimilaitteen avustamaa seisomaannousua.

Manuaalinen

Bure Standard ja Bure S MANUELL ovat yksilöllisesti säädettäviä kävelypöytiä tilanteisiin, joissa pöydän korkeutta ei tarvitse säätää usein eikä sähköisen toimilaitteen tukemaa seisomaannousua tarvita.



Kuvan kävelytuki on varustettu lisävarusteena saatavilla PU-käsinojatyynyillä ja 125 mm:n pyörillä.

Kävelypöytä kolmena versiona – sähkö, kaasujousi tai manuaalinen.

Kävelypöytä on saatavana kolmena versiona: SÄHKÖ, KAASUJOUSI ja MANUAALINEN. Bure S on kapeampi versio Bure Standardista ja suunniteltu erityisesti ahtaisiin tiloihin. Kaikissa malleissa on kynnäröjen portaaton korkeudensäätö.

① Ergonomiset kahvat

Ergonomisesti muotoiltuja kahvoja voidaan säätää portaattomasti kaikkiin suuntiin parhaan yksilöllisen otteen saamiseksi.

② Helppokäyttöinen käsiohjain

Käsiohjain on sijoitettu siten, että hoitaja tai käyttäjä ulottuu siihen helposti kummallakin kädellä.

③ Sähkötoiminen seisomaannousu

Bure Standard EL ja Bure S toimivat apuvälineinä potilaan tai käyttäjän seisomaannousussa.

④ Avoin rakenne

Tarjoaa saman vakauden kuin tavallinen kävelypöytä, mutta antaa enemmän liikumatilaa.

⑤ Vedenkestävä

Kaikkien Bure Standard EL- ja Bure S EL-kävelypöytien sähkökomponenttien suojausluokka on IP 65, joten niitä voidaan käyttää myös kosteissa tiloissa.

⑥ Tasainen, portaaton säätö

Sähköisen noston ja laskun ansiosta kävelypöytä on helppo esisäätää oikealle korkeudelle.

⑦ Erityisen hyvin kotiympäristöön sopiva

Bure S sopii erityisen hyvin ahtaisiin ympäristöihin, kuten kotiin tai tietynlaisiin hoitokoteihin. Bure S mahtuu kulkemaan useimmista vähintään 70 cm leveistä oviaukoista.

⑧ Tukeva

Kävelypöydässä on anatomiset pehmusteet, jotka keventävät hartioihin, käsivarsiin ja kaulaan kohdistuvaa rasitusta. Painopiste siirtyy niistä suuriin lihasryhmiin, kuten jalka- ja rintalihaksiin.

⑨ Kestävä

Kävelypöydän odotettu käyttöikä normaali-käytössä on 8 vuotta. Se on suunniteltu käytettäväksi haastavissa ympäristöissä, kuten hoitokodeissa ja sairaaloissa.

⑩ Jarrujen ja suunnan lukitsin

Lisävarusteena on saatavana yhden tai kahden käden jarru, joka on sijoitettu siten, että käyttäjä ulottuu siihen kävelyasennostaan.

Käsijarru vaikuttaa takapyöriin. Jarrusarja sisältää myös suuntalukittavat pyörät, jotka helpottavat oikean suunnan säilyttämistä kävellessä.

CE MD Bure S täyttää lääkinneillisten laitteiden asetuksen 2017/745 luokan 1 tuotteille asetetut vaatimukset.

Bure Standard

Bure S

Tekniset tiedot

Tuotenro	Tuote	Leveys	Käyttäjän enimmäispaino	Pituus	Korkeus	Kyynärnoja/sisämitta
56-312L	Bure Standard EL, 125 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	33–50 cm
56-312L/75	Bure Standard EL, 75 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	33–50 cm
56-311	Bure Standard Gas Bure, 125 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	33–50 cm
56-311/75	Bure Standard Gas Bure, 75 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	33–50 cm
56-310	Standard Manuell, 125 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	33–50 cm
56-310/75	Standard Manuell, 75 mm:n pyörät	77,5 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	33–50 cm
56-302L	Bure S EL, 125 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	30–38 cm
56-302L/75	Bure S EL, 75 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	30–38 cm
56-301	Bure S Gas, 125 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	30–38 cm
56-301/75	Bure S Gas, 75 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	30–38 cm
56-300	Bure S Manuell, 125 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	90 cm	91–131 cm	30–38 cm
56-300/75	Bure S Manuell, 75 mm:n pyörät	65 cm	150 kg	88 cm	86–126 cm	30–38 cm

