



WendyLett

SystemRoMedic



WendyLett™

Liukulakana



WendyLett on satiiniliukulakana, jonka kanssa liukuva liike tapahtuu sivusuuntaisesti raitojen suuntaan. WendyLett sopii käyttäjille, joiden on vaikea kääntyä sängyssä. WendyLett-lakanassa on sileä keskiosa, mikä tarkoittaa, että kääntymiseen tarvitaan vain vähän voimaa.

Käyttäjä voi helposti liukua sivusuunnassa, mutta reunojen liukumaton materiaali pysäyttää liikkeen, jotta hän ei putoa sängystä. Materiaali estää myös käyttäjää liukumasta alaspäin sängyssä.

- **1641**, pituus 200 cm x leveys 90 cm (liukupinta: 70 cm), sopii patjaleveydelle: 80-90 cm
- **1651**, pituus 200 cm x leveys 105 cm (liukupinta: 80 cm)
- **1661**, pituus 200 cm x leveys 120 cm (liukupinta: 95 cm)
- **1671**, pituus 200 cm x leveys 140 cm (liukupinta: 110 cm)
- **Liukualue:** pää-jalat
- **Väri:** harmaa-vaikoraiddallinen



WendyLett4Way Inco™

Siirtolakana kahvoilla



WendyLett 4Way on liukupinnallinen siirtolakana/vuodesuoja, joka voidaan yhdistää WendyLett-liukulakanaan helpottamaan sekä sivuttaista että pitkittäistä liikettä. WendyLett 4Way asetetaan WendyLett-liukulakanan päälle.

Yhdistelmä mahdollistaa asennon vaihtamisen neljään suuntaan ja helpottaa siten sängyssä kääntymistä, siirtymistä kohti sängyn yläpäätyä sekä pienempiä asennon muutoksia sängyssä myös kookkaille, painaville (max. paino 200 kg) tai täysin passiivisille käyttäjille.

- **1649**, 2 x 7 kahvaa, inkontinenssisuoja
- **Koko:** pituus 140 cm x leveys 120 cm
- **Väri:** harmaa
- **SWL:** 200 kg